

DERMALOG

Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas

Pruebas móviles combinadas con seguridad biométrica



Características principales:

- > Pruebas móviles de detección de drogas
- > Resultados rápidos
- > Identificación biométrica del cliente
- > Automatización completa del proceso
- > Diseño compacto
- > Interfaz de usuario intuitiva

Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas

El siguiente nivel de detección móvil de drogas

El Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas de DERMALOG y HSC es el único dispositivo de pruebas multidroga en el punto de atención capaz de realizar análisis cuantitativos al tiempo que garantiza que todos los resultados puedan documentarse de forma fiable mediante identificación biométrica. Combinando I+D de última generación, seguridad y precisión, el Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas es un sistema versátil para uso diario en cualquier lugar y en cualquier momento.



Características principales



Diseño compacto

El dispositivo es ligero (1650 g) y compacto (90 mm x 115 mm x 215 mm).



Amplia gama de parámetros de prueba

La tecnología de cribado integrada detecta múltiples parámetros cualitativa y cuantitativamente.



Conexión rápida y sencilla

Un puerto USB integrado facilita la conexión del dispositivo a un computador.



Reconocimiento automático de pruebas

En lugar de la introducción manual, el dispositivo puede reconocer las pruebas mediante etiquetas de códigos de barras.



Resultados rápidos

El aparato ofrece resultados precisos en sólo 10 o 15 minutos.



Gran capacidad de almacenamiento

El Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas almacena hasta 10.000 archivos de clientes



Interfaz de usuario intuitiva

La interfaz de usuario del dispositivo se explica por sí misma y es fácil de usar.



Fuente de alimentación móvil

El dispositivo puede alimentarse mediante una conexión por cable o una batería recargable (hasta 8 horas de funcionamiento).

Conozca a su cliente

La integración de la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares fiable y de alta velocidad de DERMALOG garantiza una documentación segura y precisa de los resultados de las pruebas. El sistema permite el cotejo 1:1 con documentos como tarjetas de identificación biométricas. El registro biométrico de clientes también es posible con el Analizador Biométrico de Pruebas De Drogas.



Solución llave en mano para pruebas a gran escala

El Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas proporciona análisis metrológicos para detectar la presencia de drogas ilícitas en superficies y sustancias desconocidas, incluso cuando son invisibles al ojo humano. El dispositivo evalúa cada muestra automáticamente en pocos minutos. Los resultados se almacenan y se vinculan con precisión a cada cliente mediante identificación biométrica, lo que permite el seguimiento del cliente en el dispositivo o en un computador. El analizador funciona con múltiples muestras biológicas, como orina, fluidos orales o sangre.

¿Por qué elegir el Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas?

Ventaja	Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas	Competencia
Tecnología de laboratorio móvil fácil de usar que proporciona resultados rápidos in situ	✓	✗
Documentación fiable de los resultados de las pruebas mediante identificación biométrica	✓	✗
Producto con certificación CE, diseñado y fabricado en Alemania	✓	✗
Control de calidad metrológico de cada carga de ensayo	✓	✗
Indicación cualitativa o semicuantitativa del resultado	✓	✗
Personalización opcional del alcance de la prueba y de los ajustes de corte	✓	✗
Las muestras siguen disponibles para análisis de confirmación	✓	✗

Especificaciones del **Analizador Biométrico de Pruebas de Drogas**

Características técnicas generales

Dimensiones (Al x An x Pr)	90 mm x 115 mm x 215 mm (3,5 " x 4,5 " x 8,5 ")
Peso	1650 g
Capacidad de la batería	10.000 mAh 3,6 V (Opcional: 20.000 mAh)
Fuente de alimentación	USB-C
Resolución de la cámara	8 MP
Tamaño de la pantalla táctil	5 "

Escáner de huellas dactilares

Normativa/Certificación	CE, RoHS2, PIV, FCC-Sdoc, BSI TR-03104, FIPS201, WHQL
Área de captura (An x Al)	18 mm x 26 mm (0.7 " x 1.0 ")
Opciones de captura	Huellas dactilares individuales
Fuente de luz	Diodos emisores de luz (LED) de infrarrojo cercano
Resolución	500 PPP
Tamaño de la imagen	480 px x 320 px, 8 bits 256 niveles de gris

Lector de tarjetas

Normativa/Certificación	ISO 7816-1/2/3, PC/SC, EMV2000, CCID
Frecuencia CLK por defecto	3.68 MHz / 4 MHz
Tipos de tarjetas compatibles	Tarjetas inteligentes de 5 V, 3 V y 1,8 V
Protocolos admitidos	T = 0, T = 1

Head Office

DERMALOG Identification Systems GmbH
Mittelweg 120
20148 Hamburg
Germany

Berlin Office

DERMALOG Identification Systems GmbH
Kronenstraße 1
10117 Berlin
Germany

Dubai Office

DERMALOG FZE
Business Center, Al Shmookh Building
UAQ Free Trade Zone
Umm Al Quwain, U.A.E.

Malaysia Office

DERMALOG AFIS Asia Sdn Bhd
8-4, 8th Floor, Bangunan Malaysia RE
No. 17, Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

Philippines Branch Office

DERMALOG Identification Systems GmbH
Regus Gateway Tower
Level 5 - Gateway Tower,
Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue
Araneta Center, Cubao, Quezon City 1109
Philippines

Singapore Office

DERMALOG Singapore Technical Services Pte. Ltd.
Southbank
883 North Bridge Road, #17-02
198785 Singapore



© 2024 All content and images are owned by DERMALOG Identification Systems GmbH and are actively protected by copyright.